

Form - Belte

ART.NO 50204, 50205, 50209

Form er et elastisk belte som gir behagelig og effektiv støtte/kompresjon på overkroppen. Beltet er enkelt å ta på og lukkes med borrelås, noe som gjør det lett å justere til ønsket kompresjon. Borrelåsen gjør det enkelt å skifte bandasjer. Pasienten trenger ikke løftes, noe som er nødvendig ved bruk av gasbind. Egnert når pasienten er sengeliggende, da det har mykt materiale og ikke har sømmer eller skinner på baksiden. Passer også som mykt stomibelte, men da bør du eventuelt bruke en større størrelse for å unngå altfor høy kompresjon. Form er tilgjengelig i beige i tre forskjellige høyder 15, 25 og 30 cm.

Kompresjonsgrad: Middels, 2 av 3.

Indikasjoner: For postoperativ pleie, etter toraks- og/ eller mageoperasjoner for å avlaste sår, hindre oppsprekking av arr samt ved tidlig mobilisering av pasienten. Kan brukes ved ulike typer av mindre brokk. Kan også klippes i for frilegging av stomi eller åpning for dren.

Materiale: Polyester 77%, Gummi 17%, Polyamid 6%.

Vaskeråd: Maskinvask 40° (høyere temperaturer er mulig, men levetiden på borrelås blir kortere). Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renses. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Mål: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering.

Størrelse	Mål cm	Art.no Form 15 cm	Art.no Form 25 cm	Art.no Form 30 cm
Small	80-95	50209-08-40	50204-08-40	50205-08-40
Medium	90-105	50209-08-50	50204-08-50	50205-08-50
Large	100-115	50209-08-60	50204-08-60	50205-08-60
X Large	110-125	50209-08-70	50204-08-70	50205-08-70
2X Large	120-135	50209-08-80	50204-08-80	50205-08-80



50205: 30 cm



50204: 25 cm



50209: 15 cm

