

# LyftPlus Special - Gördel

ART.NO 50208

LyftPlus Special är ett halvfabrikat att använda vid tillverkning av en extra stadig abdominal elastisk gördel. Det mjukt formade magpartiet ger ett bekvämt och effektivt stöd/lyft för personer med kraftigare buk. Lämplig vid förslappad/stor buk, bråck eller efter bukoperationer för att förhindra ärrbråck/upsprickning av sår. Passar även vid tillverkning av stomigördel för personer med kraftigare buk där stomin sitter på vänster sida. Materialet i ryggpartiet är elastiskt. Frampartiet är oelastiskt för att ge optimalt stöd. Det stabila materialet på de främre sidorna ger ett stumt tryck och är särskilt lämpligt vid stomi då det går lätt att klippa i utan att det fransar sig. Lyft Plus Special är öppen i sömmen mitt fram och i sömmen mitt bak för att möjliggöra optimal tillpassning. Kan även kortas upptill/nedtill till önskad höjd. Finns i beige.

**Kompressionsgrad:** Stark, 3 av 3.

**Indikationer:** För personer med större magparti som behöver stöd/avlastning, vid olika typer av lätta bråck samt vid tillverkning av stomigördel. För postoperativ vård, efter thorax/bukoperationer för att avlasta sår samt vid tidig mobilisering av patienten. **Kontraindikation:** inklämt bråck.

**Material:** Polyester 53%, Polyamid 38%, Naturgummilates 9%.

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

#### Material som beställs separat:

- Kantband, artikelnummer 91121-08-00
- Fjäderremсор, artikelnummer 91122-08-21
- Velour Active - Velour tyg, artikelnummer 91130-08-00

Storlek	Höftmått cm	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
M	90-105	50208-08-50	36 cm	25 cm
L	100-115	50208-08-60		
XL	110-125	50208-08-70		
2XL	120-135	50208-08-80		



Trådomspunnen, kommer ej i kontakt med hud.

MD Class I CE