



### Atle Mage art nr 50105

Smielastisk ryggortos som ger god stabilitet och bekvämt stöd över ländryggen. Passar personer med större/förlappad buk samt under/efter graviditet då ortosen har ett format framparti som går att justera efter bukens storlek. Atle Mage fästs med kardborrlåsning i höger och vänster sida. De breda elastiska dragbanden är reglerbara och fästes fram/under magen med kardborre. De två urtagbara ryggskenorna kan formas efter ryggens kontur. "Atle Mage" används vid ryggskott, ischias samt övrigt vanliga förekommande besvär i ländryggen. Kan även användas för att ge extra stöd för en större/förlappad buk, vid graviditet eller för personer som har mindre bråck.

#### Instruktion till utprovaren/användaren

- Fäst kardborrlåsningen på ena sidan av frampartiet, sätt gördeln på plats och fäst kardborrlåsningen på den andra sidan av frampartiet.
- Justera kardborrlåsningen mot frampartiet så att önskad form över magen uppnås och det känns bekvämt.
- Drag åt banden till önskat stöd och fäst dem mitt fram.
- Forma ryggskenorna efter ryggens kontur.
- Spänn inte dragbanden för hårt. Tag av gördeln ifall det svider, skaver eller färgförändringar uppstår i huden. Kontakta utprovaren.
- För ytterligare information eller frågor, kontakta utprovaren.

Förskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt utbildad person. Utprovning bör göras av/under ledning av ortopedingenjör/tekniker eller annan sjukvårdspersonal. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. Kontrollera att kardborrbanden är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmiddel.

**Tvättråd.** Maskintvätt 40 grader, tag ur ryggskenorna och fäst alla kardborrband före tvätt, använd tvättpåse. Använd ej blekmedel. Ej strykning. Torktumla ej, plantorkas.



Denna produkt följer medicintekniska direktivet 93/42/CEE. Medicinteknisk produkt klass 1, icke steril.

PRIM, S.A  
Pol.Ind. No. 1  
28939 MOSTOLES  
Spain



NordiCare<sup>+</sup>