



## Tuff elastisk ryggortos art nr 50200

Tuff ger ett mycket stabilt stöd över ländrygg/bäcken och är utmärkt att använda till de personer som önskar en smidig låg ryggortos med kraftigt stöd. Passar de flesta figurtyper, både dam och herr. Ortosen kan appliceras i midjehöjd eller över bäckenet beroende på var stödet önskas. Om ortosen avses att användas i midjehöjd, välj då en mindre storlek. Tuff har extra bred kardborrlåsning framtill för att passa både över höft alternativt i midjehöjd. De elastiska dragbanden är reglerbara och även de fästs mitt fram med kardborre. Tuff används vid ryggskott, ischias samt övriga vanligt förekommande besvär i ländryggen. Tuff passar även utmärkt att använda som stöd för höft/bäcken vid exempelvis kvarstående SI-besvär efter graviditet. Applicera då produkten längre ner över höft/bäcken.

### Instruktion till utprovaren/användaren

1. Sätt gördeln på plats och fäst kardborrlåsningen över magen.
2. Justera så det känns bekvämt.
3. Drag åt banden till önskat stöd och fäst dem mitt fram.
4. Spänn inte dragbanden för hårt. Tag av gördeln ifall det svider, skaver eller färgförändringar uppstår i huden. Kontakta utprovaren.
5. För ytterligare information eller andra frågor, kontakta utprovaren.

Förskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt utbildad person. Utprovning bör göras av/under ledning av ortopedingenjör/tekniker eller annan sjukvårdspersonal. För bästa resultat, följ användningsinstruktionerna. Kontrollera att kardborrbanden är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmiddel.

**Tvättråd.** Maskintvätt 40 grader. Förslut alla kardborrband före tvätt. Använd ej blekmedel. Ej strykning. Torktumla ej. Plantorkas. Använd gärna tvättpåse.



Denna produkt följer medicintekniska direktivet 93/42/CEE. Medicinteknisk produkt klass 1, icke steril.

Tillverkad av:  
PRIM, S.A.  
Pol. Ind. No. 1  
28939 Mostoles  
Spain



NordiCare<sup>+</sup>