

Cindy – Kompressionsbody

NYHET



Justerbara och helt avtagbara axelband

3-steps hysk- och hakknäppning i sidorna

Formstickad över stussen

Omlott-öppning i grenkilen


NordiCare[®]

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Cindy – Kompressionsbody

NYHET

Effektiv kompression som ger snabb och behaglig läkning


- Rekommenderas efter ingrepp på stuss, höfter, buk, rygg och lår.
- Formstickade zoner över stuss för att passa vid stussförstoring (BBL) och stusslyft.
- Ger kompression och stöd för smärtlindring och minskad svullnad.
- Hysk- och haköppning i 3 steg på båda sidor, för individuell passform.
- Stickat sömlöst material i 4-vägs stretch som formar sig efter kroppen.
- Den gömda omlott-öppningen i grenen ger även kompression i området.



De justerbara axelbanden kan fästas mitt fram eller i sidorna. De kan även tas av helt.




Formstickad för att följa kroppens figur.



Extra stöd över buken.

Cindy, beige

Size	Midjemått	Höftmått	Lårmått	Art. no.
XS	62-68 cm	86-91 cm	46-50 cm	51208-08-30
S	69-75 cm	92-97 cm	50-54 cm	51208-08-40
M	76-83 cm	98-103 cm	54-58 cm	51208-08-50
L	84-92 cm	104-111 cm	58-62 cm	51208-08-60
XL	93-101 cm	112-119 cm	62-66 cm	51208-08-70
2XL	102-110 cm	120-127 cm	66-70 cm	51208-08-80



Compression class 1



Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch

CE

Latex free

MD Class I



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100