

Felicia - Postoperativ BH

ART.NO 31151

Bygglös BH i mjukt mikrofibermaterial. Stadiga kupor, breda och justerbara axelband. Hysk-hakknäppning i ryggen, 3x3 rader.

Storlek: Felicia finns i storlekarna: 65 F-G, 70 C-G, 75 C-G, 80 C-G, 85 C-D, 90 C-D.

Indikationer: Används efter olika typer av bröstkirurgi eller som en bekväm BH för daglig användning. Den bekväma och stödjande BHn håller bysten på plats.

Material: Polyamid 95%, Elastan 5%. Latexfri.

Tvåtråd: Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Häng- eller plantorkas. Ej torktumling. Stäng hyskor och hakar före tvätt. Använd tvättpåse. Om blodfläckar uppstått, blötlägg eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.

Måttagning - så mäter du din storlek:

Läs tillsammans med storleksguiden nedan.

1. Stramt omkretsmått under bysten = **X**. Avrunda till närmsta femtal (omkrets på 78 cm ger en BH-storlek på 80).
2. Löst mått från sternum över bystens högsta punkt till mitten av ryggraden = **Y**. Multipluera detta mått med 2 = **Y2**.
3. Skillnaden mellan **Y2** och **X** bestämmer kupstorleken (**Y2 - X = kupstorlek**).



Hysk-hakknäppning i ryggen. Breda och justerbara axelband. Brett stöd under armhålan.



Storleksguide:

Omkrets under byst = X					
Omkrets X cm	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92
= Storlek	70	75	80	85	90
Y2-X = Kupstorlek					
Skillnad i cm	17	19	21	23	25
Kupstorlek	C	D	E	F	G

