

INSTRUCTIONS FOR VICTORIA – POST SURGICAL BRA

Art no 31146



Size Schedule

Circumference under bust = X								
X	cm	63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97
	inch	24,6-26,5	26,6-28,5	28,6-30,5	30,6-32,5	32,6-34,5	34,5-36,4	36,5-38,4
= Size		65	70	75	80	85	90	95

Y2-X = Cup Size										
Difference	cm	13	15	17	19	21	23	25	27	29
	inch	5,1	5,9	6,7	7,5	8,3	9,0	9,8	10,6	11,4
Cup Size		A	B	C	D	E	F	G	H	I

Application

SE BH:n kan öppnas både framfyll och i axelbanden, vilket gör den enkel att ta på och av samt justera vid operation och under rehabiliteringen.

DK Bh'en kan åbnes både foran og ved skulderstropperne, hvilket sikrer let påsætning og tilpasning af bh'en på operationsstuen og/eller i helings-perioden.

NO BH'n kan åpnes både ved bryst og skulderstropper, noe som gir enkel påkledning og justering under operasjon og/eller under rekonvalesens.

FI Rintaliivit voi avata sekä edestä että olkaimista, mikä helpottaa pukemista ja liivien käsittelyä leikkauksen ja toipumisvaiheissa.

EN The bra can be opened both in front and shoulder straps, allowing easy application and adjustment after surgery and/ or during recovery.

ES Sujetador se puede abrir frontalmente y en las tiras de los hombros, lo que permite un uso y ajuste sencillos tras una operación y/o durante el proceso de recuperación.

Indications

SE Används i samband med bröstkirurgi. Den stadiga BH:n håller implantat på plats och minskar risken för svullnad och blödning efter operation, ger bättre läkning och även smärtlindring.

DK Anvendes i forbindelse med en brystoperation. Den robuste bh holder implantatet på plads og reducerer risikoen for hævelse og blødning efter kirurgi, giver bedre heling og endda smertelindring.

NO Brukes i forbindelse med brystoperasjon. Den robuste BH'n holder implantatet på plass og reduserer risiko for hovenhet og blødning etter et slikt inngrep, gir bedre heling og også smertelindring.

FI Käytetään rintakirurgian toimenpiteiden yhteydessä. Tukevat rintaliivit pitävät implantit paikoillaan ja vähen-tävät leikkauksen jälkeisen turvotuksen ja verenvuodon riskiä. Niillä on myös lääkinällinen ja jopa kipua lievittävä vaikutus.

EN Worn after breast surgery. The supportive bra keeps implants in position and reduces the risk of swolleness and bleeding after surgery, as well as enables a fast healing process and provides pain relief.

ES Para uso posoperatorio tras cirugías mamarias. El sujetador mantiene los implantes en su sitio y reduce considerablemente el riesgo de inflamación y de hemorragias tras una cirugía; además de proporcionar una mejor recuperación y alivio del dolor.

Size Guide

SE/ DK/ NO 1. Stramt omkretsmått /mål under bysten = X.

Avrunda/runde op till närmsta fem-tal (omkrets på 78 cm ger en BH-storlek/størrelse på 80).

2. Löst mått/løst mål från sternum över/over bystens högsta/høyeste punkt till mitten/midten av ryggraden = Y. Multiplicera detta mått/gang denne måling med två = Y2.

3. Skillnaden/Forskjellen mellan Y2 och X bestämmer kupstorleken/giver skål/kopp størrelsen (Y2 - X = kupstorlek skål/kopp størrelse).

FI 1. Mittaa tiukka ympärysmitta rintojen alta = X. Pyöristä mitta lähimpään tasalukuun viiden senttimetrin välein (esimerkiksi mitta 78 cm pyöristetään kokoon 80).

2. Ota löysä mitta rintalastan yli rintojen korkeimmalta kohdalta selkärangan keskeltä = Y. Kertaa tämä mittaus kahdella = Y2.

3. Ero mitta Y2 ja X välillä määrittää kuppikoon (Y2 - X = kuppikoko).

EN 1. Tight circumference measurement around bust = X. Round up or down to the nearest multiple of 5 (eg measure 78 cm gives a bra size of 80)


2. Loose measurement over the fullest part of the breast, from the centre of the spine to the centre of the sternum = Y. Multiply this measurement by two = Y2.

3. The difference between Y2 and X decides the cup size. (Y2 - X = cup size)

ES 1. Medida del contorno ajustado debajo del busto = X. Redondee hasta el siguiente número, en pasos de cinco (el contorno de 78 cm equivale a una talla 80 de sujetador).

2. Medida floja desde el esternón por encima del punto más alto del busto hasta el centro de la columna vertebral = Y. Multiplique esta medida por dos = Y2.

3. La diferencia entre Y2 y X determina el tamaño de la copa (Y2 - X = tamaño de la copa).



Measurements

SE Prova ut rätt storlek, BH:n skall sitta tight utan att vara obekvä. Kompressionen kan regleras genom att välja större/mindre storlek.

DK Prøv den rigtige størrelse. Pasformen bør være stram uden at være ubehageligt. Kompressionen kan reguleres gennem valg af størrelse Beskytter sår og ar.

NO Prøv deg fram til riktig størrelse. BH'en skal sitte stramt uten å føles ubekvem. Kompresjonen kan reguleres ut fra valg av størrelse.

FI Sopiva koko on valittu. Liivin tulee istua tiukasti tuntumatta epämiellyttävältä. Pienempään kokoon voidaan mahdollisesti siirtyä jonkin aikaa toimenpiteen jälkeen.

EN In order to determine which size to wear, please fit the bra. The bra is to fit tightly, but not feel uncomfortable. Compression can be regulated by choice of size.

ES Para poder determinar la talla, es preciso probar la prenda antes de la cirugía. El sujetador debe quedar ajustado pero cómodo. El nivel de compresión se puede ajustar a la hora de elegir la talla.

INSTRUCTIONS FOR VICTORIA – POST SURGICAL BRA

Art no 31146

Information

SE Om det svider, skaver eller färgförändringar i huden uppstår, ta av BH:n och kontakta utprovaren. Utprovning, förskrivning samt rekommendation om användning bör göras av eller under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna.

DK Hvis det svier, gnaver eller giver farveændringer i huden, fjern Bh'en og kontakt din behandler. Afprøvning, ordination og rekommandation om anvendelsen bør ske af medicinsk uddannet personale. For det bedste resultat følg brugsanvisningen.

NO Hvis det svier, gnager eller oppstår fargeendringer på huden, ta av BH'n og kontakt din tilpasser. Anbefaling, foreskriving om bruk og testing bør utføres av medisinsk helsepersonell. For best resultat, følg bruksanvisningen.

FI Jos ihoa pisteleee, iho hiertyy tai sen väri muuttuu, ota ortoosi pois ja ota yhteyttä sovittajaan. Räättälöintituotteen olisi tehtävä lääketieteellisesti koulutetun henkilön ohjauksessa. Seuraa ohjeita saavuttaa parhaat tulokset.

EN If a stinging sensation, rash or other changes in skin color occur, discontinue use and contact your doctor or other medically trained person. Only medically trained persons are to prescribe and recommend the use of compression garments. For best results, follow instructions for use.

ES Para uso posoperatorio tras cirugías mamarias. El sujetador mantiene los implantes en su sitio y reduce considerablemente el riesgo de inflamación y de hemorragias tras una cirugía; además de proporcionar una mejor recuperación y alivio del dolor.

Materials

Polyamide 70%, Elastane 15%, Cotton 15%. Latex free.

Washing Instructions

SE/ DK/ NO Maskintvätt/ vaskes 40°C, kan vid behov tvättas i högre/ om nödvändig vaskes ved høyere temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre/ holder længere vid tvätt i lägre/ lavere temperaturer. Häng- eller plantorkas/ hænges til tørre eller planliggende. Stäng hyskor och hakar före tvätt/ Luk hemper/ hægter før vask. Ej torktumling/ Må ikke tørretumbles. Om blodfläckar/ blodpletter uppstått, blötlägg eller tvätta i kallt vatten/ læg i blød eller vask i koldt vand. Använd ej/ ikke blekmedel eller sköljmedel/ tøymykner då detta kan försämra/ forringe materialets funktion.

FI Konepesu 40 °C, voidaan tarvittaessa pestä korkeammassa lämpötilassa (enintään 60 °C). Tuote kestää pidempään, jos se pestään matalammissa lämpötiloissa. Ei rumpukuivausta. Kuivataan ripustettuna tai tasolla. Sulje koudut ja silmät ennen pesua. Veritahrat voidaan poistaa liottamalla tai pesemällä kylmässä vedessä. Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa.

EN Machine wash at 40°C (104°F), can if necessary be washed at higher temperatures, up to 60°C (140°F). Washing in lower temperatures will increase the longevity of the bra. Flat or line dry. Do not tumble dry. Close hook and eye before washing. In case of blood stains, soak or wash in cold water. Do not use bleach or fabric softener as this can impair the function of the material.

ES Puede lavarse a 60 °C (140 °F), aunque, para prolongar la vida útil de la prenda, se recomienda lavarla a mano y secar en posición horizontal o colgada. Antes de lavar, cierre la cremallera. En caso de que haya manchas de sangre, lávela con agua fría. No utilice lejía.



Please consult our product catalogue for more information. For further questions, contact your doctor, health practitioner, medical equivalent or NordiCare: +46 42-35 22 20/ DK 7070-1907, info@nordicare.se.

