



Vidar

art no 50251

JOCKSTRAP

SE Smidig och diskret suspensor med hög komfort. Ger maximalt stöd och skydd för pungen utan att orsaka obehagligt tryck mot buken. Designad utan onöskade sömmar för bästa komfort.


DK Praktisk og diskret skridbeskytter med høj komfort. Giver maksimal støtte og beskyttelse af pungen uden at forårsage et ubehageligt tryk mod maven. Designet uden uønskede sømme for at sikre optimal komfort.

NO Smidig og diskret susp med høy komfort. Gir maksimal støtte og beskyttelse av pungen uten å forårsake ubehagelig press på buken. Designet uten sømmer for å oppnå best komfort.

EJ Joustava, huomaamaton ja miellyttävä tuntuinen tyrävyö, kivespussimalli. Hyvä tukki, saumaton. Tukee ja suojaa aiheuttamatta epämiellyttävää painetta vatsalle. Tukee ja vähentää sädeilmen kuormitusta. Hyvä joustavuus mahdollistaa hyvän sulkeuman ja liikkumavapauden.

EN Discreet jockstrap with high comfort. Provides maximum support and protection in the scrotal area, without uncomfortable pressure of the abdomen. Seamless design for optimum comfort.





Application

SE Smidig och diskret suspensoar med god stödjande effekt. Ger lyft och stöd där det bäst behövs (1).

- Bärs direkt mot huden. Använd inte suspensoren direkt mot skadad/irriterad hud.
- Använd inte tillsammans med salvor eller krämer.

DK Praktisk og diskret skridtbekytter med god støttende effekt. Vidar både løfter og støtter (1).

- Bæres direkte mod huden. Anvend ikke skridt-bekytterne direkte mod skadet/irriteret hud.
- Anvend ikke sammen med salver eller cremer.

NO Smidig og diskret susp som gir god støtte. Både løfter og støtter (1).

- Brukes rett på huden. Ikke bruk direkte mot skadet eller irritert hud.
- Ikke bruk sammen med salver eller kremer.

EN Discreet jockstrap with maximum support. Provides lift and support as needed (1).

- To be worn directly towards the skin. Do not use the jockstrap directly on damaged/irritated skin.
- Do not use with lotions or creams.

FI Joustava, huomaamaton alasuojus, joka tarjoaa hyvän tuen. Tukee ja kohottaa tarvittavissa kohdissa (1).

- Käytetään suoraan ihoa vasten. Älä käytä alasuojusta rikkoutunutta/ärtynyttä ihoa vasten.
- Älä käytä yhdessä emulsi- tai kosteusvoiteiden kanssa.

Indications

SE Pungbräck. Pre-/postoperativt eller vid konservativ behandling. För att skydda/hålla på plats efter operation/skada eller vid sportaktivitet.

DK Pungbrok. Før eller efter operation eller ved konservativ behandling. For at beskytte/holde på plads efter operation/skade eller ved sportsaktiviteter.

NO Pungbrokk. Pre-/postoperativt eller ved konservativ behandling. For å beskytte/holde på plass etter operasjon/skade eller ved sportsaktivitet.


EN Scrotal hernia. Pre-/postoperatively or conservative treatment. To protect/keep in place after surgery/injury or during sports activity.

FI Kivespussityrän hoitoon. Ennen leikkausta tai sen jälkeen tai konservatiiviseen hoitoon. Suojaamiseen/paikoillaan pitämiseen leikkauksen/vamman jälkeen tai urheillessa.

Materials

Cotton 41%, Polyamide 25%, Polyester 13%, Elastane 12%, Lycra 9%.

Size	A
X Small	70-80
Small	81-90
Medium	91-102
Large	103-113



Measuring

SE Höftmått (A) i cm.

DK Hoftemål (A) i cm.

NO Hoftemål (A) i cm.

EN Hip circumference (A) in cm.

FI Lantion mitta, cm.

Information

SE Förskrivning, utprovning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt utbildad person. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmiddel. Följ användarsinstruktionerna. Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

DK Afprøvning, ordination og rekommandation om anvendelsen bør ske af medicinsk uddannet personale. Rådfør dig med en sundhedsfaglig kyndig person ved anvendelse i kombination med andre medikamenter/hjælpemidler. Følg brugsanvisningen. Alvorlige hændelser skal rapporteres til NordiCare og den relevante myndighed.

NO Anbefaling, foreskriving om bruk og testing bør utføres av medisinsk helsepersonell. Rådfør deg med helsepersonell ved bruk av ortosen i kombinasjon med andre hjelpemidler og legemidler. Følg bruksanvisningen. Alvorlige hendelser ska rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

EN Prescription, initial fitting and treatment recommendations are to be made by a qualified medical practitioner. A qualified medical practitioner should also supervise when using the product in combination with other medical products. Follow instruction for use. Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

FI Tuotteen määräämisestä, sovitamisesta ja sen käyttöohjeiden antamisesta huolehtii tai niitä ohjaa terveydenhuollon ammattilainen. Tarkista, että tarraauhat ovat puhtaat ja pysyvät kunnolla kiinni. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta neuvoa tuotteen käyttämisestä yhdessä lääkkeiden tai muiden apuvälineiden kanssa. Noudata ohjeita. Vakavista tapauksista on ilmoitettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

Washing Instructions

SE Maskintvätt 40°. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Torkumla ej.

DK Maskinvask 40°. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke tørretumbles.

NO Maskinvask ved 40°. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemiddel, ikke rens. Ikke bruk tørketrommel.

EN Machine wash at 40°C (104°F). Use washing bag. Do not bleach. Do not dry clean. Do not tumble dry.

FI Konepesu 40 °. Käytä pyykkipussia. Älä Valkaise, Kemiallinenpesu kielletty. Rumpukuivaus.



For more information please consult our product catalogue or visit www.nordicare.se. For further questions, contact your doctor, medical practitioner or NordiCare: +46 42-35 22 20 / DK 7070-1907, info@nordicare.se.