




NordiCare[®]
Produktguide

Subventionerade stomigördlar via TLV

Subventionerade stomigördlar via TLV från NordiCare

Ingår i högkostnadsskyddet

Fixeringsgördlar

Gördlar avsedda för fixering av stomibandage

StomiFix


StomiFix används när en mjuk fixering av stomibandaget önskas. Den är som en "tub" som man drar på som ett par vanliga trosor/kalsonger. Dubbelt material där det innersta lagret har hål för stomipåsen och det yttre lagret viks/ dras över påsen/stomibandaget.



Storlek	Färg	Höftmått	Apotekets varunr.
XS/S	Svart	65-90 cm	73 69 21
S/M	Svart	85-110 cm	73 69 80
M/L	Svart	105-125 cm	73 69 81
L/XL	Svart	120-140 cm	73 69 82
XS/S	Vit	65-90 cm	73 69 20
S/M	Vit	85-110 cm	73 69 83
M/L	Vit	105-125 cm	73 69 84
L/XL	Vit	120-140 cm	73 69 85

StomiTube

En mjuk sömlös fixeringsgördel i stickat material med fickor för fixering av stomibandage. Gjord som en tub man går i och ur. Bra passform för olika figurtyper då formern är smalare i ryggen. Syns inte under kläderna. Gördeln gömmer och håller påsen på plats. Passar för stomi på höger eller vänster sida. Säljs i 3-pack. Höjd fram 18 cm, bak 11 cm.



Storlek	Färg	Höftmått	Apotekets varunr.
XS/S	Svart	65-90 cm	73 01 67
S/M	Svart	85-110 cm	73 01 73
M/L	Svart	105-125 cm	73 01 75
L/XL	Svart	120-140 cm	73 02 06
XS/S	Beige	65-90 cm	73 02 17
S/M	Beige	85-110 cm	73 02 29
M/L	Beige	105-125 cm	73 02 30
L/XL	Beige	120-140 cm	73 02 31

StomiMini

Mjukt fixeringsband med enkel kardborre-förslutning. Följsamt elastiskt material som andas och känns behagligt mot huden. Reglerbar i storlek och tryck med kardborren som fäster över hela bandet. Diskret under kläderna. För omkrets upp till 120 cm. Säljs i 3-pack.



Storlek	Färg	Höjd	Apotekets varunr.
Universal	Vit	7,5 cm	73 02 32
Universal	Svart	7,5 cm	73 02 33

Subventionerade stomigördlar via TLV från NordiCare

Ingår i högkostnadsskyddet

Elastiska gördlar

Gördlar avsedda för användning hela dygnet. Avlastning vid bräck och vid risk att utveckla bräck.

Lyft

Abdominal elastisk gördlel med format magparti. Passar personer med en kraftigare buk eller vid bräck. Används ovanpå stomibandaget som stöd över stomi/stomipåse/eventuellt bräck. Lyft är lägre än Lyft Plus.

LYFT

Höjd mitt fram 24 cm, höjd mitt bak 23 cm

Storlek	Höftmått	Apotekets varunr.
Medium	90-105 cm	22 03 02
Large	100-115 cm	22 03 03
X-large	110-125 cm	22 03 04
2X-large	120-135 cm	22 03 05



Elastiska gördlar med oelastisk klippbar front

Gördlar avsedda för användning hela dygnet vid risk att utveckla eller vid parastomalt bräck.

LyftPlus

Gördel med format magparti som är oelastisk över buken för att ge extra stöd/avlastning. Passar personer med en kraftigare buk eller vid bräck. Det stabila materialet på de främre sidorna ger ett stumt tryck och är särskilt lämpligt vid stomi då det går lätt att klippa i utan att det fransar sig. Lyft Plus är högre än Lyft.



LYFT PLUS

Höjd mitt fram 28 cm, höjd mitt bak 15 cm

Storlek	Höftmått	Apotekets varunr.
Medium	90-105 cm	22 03 07
Large	100-115 cm	22 03 08
X-large	110-125 cm	22 03 09
2X-large	120-135 cm	22 03 10



Övriga stomigördlar från NordiCare

NordiCare har lång erfarenhet och kunskap om behovet av ett brett sortiment av stomigördlar för individuella behov. Nedan visas ett urval av produkter som är lämpliga för stomiopererade men som inte förskrivs inom högkostnadsskyddet.

Besök vår hemsida www.nordicare.se för mer information.

Kontakta gärna TLV om du har frågor eller funderingar på vad som förskrivbart eller ej. Vill du ringa, så är växeln öppen vardagar 9:00-16:00. Växel: 08 568 420 50, e-post: registrator@tlv.se

Elastiska gördlar

Gördlar avsedda för användning hela dygnet. Avlastning vid bräck och vid risk att utveckla bräck.

Smidig

Formbar gördel som ger ett stadigt stöd. Lämplig vid bräckproblematik. Enkel att applicera, försluta och justera med handtag och kardborrefäste i fronten. Lång fästyta gör den flexibel i omfångsmått och stöd. Luffigt material som formar sig för olika figurtyper. Vändbar. Art. nr 50247.



Elastiska gördlar med oelastisk klippbar front

Gördlar avsedda för användning hela dygnet vid risk att utveckla eller vid parastomalt bräck.

StomiBas

Rak, stadig stomigördel som ger mot-håll och avlastning. Även för stöd vid parastomala bräck. Hål kan klippas i det oelastiska frontmaterialet. Passar rak figurtyp. Vändbar och med handtag fram. OEKO-TEX®. Höjd 16 cm art.nr 50211. Höjd 20 cm art.nr 50212. Höjd 25 cm art.nr 50210.



StomiSoft

Rak, elastisk stomigördel som ger ett bekvämt stöd vid stomi eller stomibräck. Enkel att försluta och justera med handtag och kardborre som fäster över hela den oelastiska fronten. Det gör gördeln flexibel i omfångsmått och tryck. Möjligt att klippa hål i frontpartiet. Vändbar. OEKO-TEX®. Höjd 16 cm art.nr 50219, höjd 20 cm art.nr 50218.

