

Duo - Axellås

ART.NO 20114

Axellåset Duo stabiliserar axel samt ger stöd och avlastning vid akuta skador eller trauma. Axelbandet är justerbart i höjdlöd och i sidled längs armfickan och fästes med hjälp av kardborre. Avtagbart tumband kan användas för positionering av underarm. Immobiliseringsband som låser överarmen mot bålen medföljer. Fickans och axelbandets insida i mjukt frottémateriel. Passar både vänster och höger arm. Finns i storlek S-XL.


Indikationer: För avlastning av skuldra/arm vid akuta skador/trauma när ett enklare axellås önskas.

Material: Armficka: 100% Polyester.
Axelband: 53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon.
Latexfri

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbandet vid tvätt. Använd gärna tvättpåse.

Måttagning: Armbåge till fingertoppar i cm.

Storlek	Längd underarm cm	Art.no
Small	35-41	20114-06-40
Medium	40-44	20114-06-50
Large	43-49	20114-06-60
X Large	48-55	20114-06-70




MD Class I CE