

AbduPlus 30° - Abduktionsortos

ART.NO 20115

Abduktionsortos med kudde som håller armen/ skuldran immobiliserad i 30° abduktion. Kudden är formad för att passa mot höften och fästs med kardborrband runt midjan. Armslingan fästs med kardborre mot kudden och armslingans höjd är justerbar. Extra polstring på axelbandet för ökad komfort. Passar både vänster och höger arm.

Indikationer: För avlastning av skuldra/arm vid akuta skador/trauma. Postoperativt ex vid rekonstruktionskirurgi av rotatorcuff eller kapsel, axelprotes, caput humerifraktur eller artroskopi.

Material: Polyamid. Polyuretanskum. Bomull. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden vid tvätt. Använd gärna tvättpåse.

Beställes separat: Kilkudde +15 grader för 45° abduktion, art.no 20117.

Måttagning: Armbåge till fingertoppar i cm.

Storlek	Färg	Art.no
Universal	Grå/blå	20115-06-00

