

# AbduSling - Abduktionsortos

ART.NO 20116

Abduktionsortos med kudde som håller armen/ skuldran immobiliserad i 15° abduktion. Kudden är formad för att passa mot höften och fästs med kardborrband runt midjan. Armslingan fästs med kardborre mot kudden och armslingans höjd är justerbar. Extra polstring på axelbandet för ökad komfort. Passar både vänster och höger arm.

**Indikationer:** För avlastning av skuldra/arm vid akuta skador/trauma samt vid post-operativ behandling av axelskador.

**Material:** 2% Polyamid, 26% Polyuretanskum, 2% Bomull, 70% Polyester. Latexfri.

**Tvättfråd:** Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden vid tvätt. Använd gärna tvättpåse. Använd ej blekmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Extra kudde:** Extra kilkudde för ökad abduktion +15°, art.nr. 20117, beställes separat.

**Måttagning:** Armbåge till fingertoppar i cm.

Storlek	Längd underarm cm	Färg	Art.no
S/M	35-44	Grå/ orange	20116-06-40
L/XL	43-55		20116-06-60



Midjebandet fästs även i mitellan för att ge extra stabilitet till armen.

