

# DuoTrain - Axellås

ART.NO 20119

Axellåset DuoTrain ger bekvämt stöd och avlastning vid smärtrelaterade axelproblem. Extra starka kardborrefästen med slitplattor tillåter DuoTrains fästen att öppnas och stängas många gånger, varför slingan speciellt rekommenderas vid träning. Axelbandet är justerbart i höjdljed och i sidled längs armfickan och fästes med hjälp av kardborre. Justerbart immobiliseringsband runt kroppen. Armfickans och axelbandets insida är i frottématerial. Passar både vänster och höger arm.

**Indikationer:** För avlastning/immobilisering av skuldra/arm vid akut eller postoperativ vård, när ett stabilt axellås som medger upprepade öppnings-/stängningsmöjligheter önskas (ex. vid träning).

**Material:** Armficka: 100% Polyester.  
Axelband: 53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon.  
Latexfri

**Tvättråd:** Fäst kardborrbanden innan tvätt, maskintvätt 40°. Använd gärna tvättpåse.

**Måttagning:** Armbåge till fingertoppar i cm.

Storlek	Längd underarm cm	Art.no
Small	35-41	20119-06-40
Medium	40-44	20119-06-50
Large	43-49	20119-06-60
X Large	48-55	20119-06-70

**Storlek:**

Small - passar till barn/mycket liten vuxen.  
Medium - passar liten vuxen.  
Large - passar vuxen.  
X-Large - passar lång/stor vuxen.



Fäst slitplattorna i önskad position.

2. Immobiliseringsbandet kan lätt längdjusteras med D-ringen.

