

# E-motion - Armbågsortos

ART.NO 20206

E-motion används vid postoperativ eller posttraumatisk stabilisering av arm och armbåge för att ge kontrollerat rörelseomfång eller immobilisering. Teleskopmekanism för enkel justering av längden. Aluminium-manschetterna runt över- och underarm kan formas individuellt så risken för glidning minskar. Ortosen kan enkelt tas på och av med en hand med snäpplåsen.

Extension kan justeras och fixeras från 0°- 90° och flexion från 0° - 120°. Inställningen sker i intervaller om 10°. Inställningen säkras med buntband.

**Indikationer:** • Efter operation

- Kontroll av flexion-extension
- Kontroll av pronation/supination
- Konservativa behandlingar
- Efter avgipsning

**Kontraindikationer:** Undvik att placera manchett direkt på skadad eller svullen del.

**Material:** Skena: 40% Aluminium, 35% Polyamid, 15% Stål, 10% Polyester.

Polstring: 50% Polyuretan, 38% Nylon, 10% Elastan, 2% Syntetisk kolfiber. Latexfri.

**Tvättfråd:** Textil polstring - tvätt 30°C, för bästa hållbarhet rekommenderas handtvätt, plantorkas. Skenorna och leden - tvättas av med trasa och varmt vatten/milt desinfektionsmedel.

**Tillbehör:** Justerbar och avtagbar handstöd för pronation-supination medföljer.

Storlek	Sida	Art.no
Universal	Vänster	20206-10-50
Universal	Höger	20206-20-50



MD Class I CE