

HumerusStabil - Frakturortos

ART.NO 20210

HumerusStabil är en stabil frakturortos designad och utvecklad enligt de biomekaniska krav som Sarmiento-principen uppfyller för att kontrollera humerussegment genom kompression av mjukdelarna. Kort modell som slutar ovanför armbågsleden. Ortosen är tillverkad i röntgengenomsläppligt material och är lätt att justera med sax och värmepistol. Bandens position är enkla att justera i de fall ortosen kortas. Mjuk polstring i kombination med perforering ger god komfort för användaren. Humerus Stabil omsluter axel vilket motverkar rotation av ortosen och gör att ortosen bättre sitter på plats. Ortosen är tvådelad för att enkelt uppnå god kompression och passform och bildar en cylinderform. Medger full rörlighet i armbågen. Två bomullsstrumpor samt en armslinga medföljer.



Universal vänster och höger.

Indikationer: Behandling av diafysär fraktur på humerus. **Kontraindikationer:** massiv mjukdelsskada, dålig compliance, oacceptabelt frakturläge.

MD Class I CE

Material: Polyetenskal (LDPE) 65%, Nylon 13%, Polyetenscum 10%, Bomullsstrumpa 10%, Nickelpläterad stål 2%. Latexfri.

Tvättråd: Handtvätt med mild tvållösning. Bomullsstrumpan tvättas i maskin 40°C.

Måttagning: Omkretsmått runt överarm proximalt samt distalt.

Storlek	Omkrets distalt cm	Omkrets proximalt cm	Art.no
XS	13-18	18-23	20210-09-30
S	18-23	23-28	20210-09-40
M	23-28	28-33	20210-09-50
L	28-33	33-38	20210-09-60
XL	33-38	38-43	20210-09-70
2XL	38-43	43-48	20210-09-80