

HumerusStabil Kort - Frakturortos

ART.NO 20211

Prefabricerad frakturortos i kort modell, designad för att stabilisera humerussegment genom kompression av mjukdelarna samtidigt som den ger full rörlighet åt skuldra och armbåge. Ortosen är tillverkad i ett röntgengenomsläppligt material och är enkel att justera.

Indikationer: Behandling av diafysär fraktur på humerus, mellersta eller distala delen.

Kontraindikationer: Massiv mjukdelsskada, dålig compliance, oacceptabelt frakturläge.

Storlek: Universal, passar både höger och vänster.

Material: Polyetenskal (LDPE) 70%, Nylon 15%, Polyetenskum 13%, Nickelpläterad stål 2%. Latexfri.

Tvåtråd: Handtvätt med mild tvål.

Måttagning: Mät omkretsen runt överarmen proximalt samt distalt.

Storlek	Omkrets distalt	Omkrets proximalt	Art.no
S	18-23	23-28	20211-09-40
M	23-28	28-33	20211-09-50
L	28-33	33-38	20211-09-60
XL	33-38	38-43	20211-09-70

