

# HumerusComfort Collum - Armslinga

ART.NO 20225

HumerusComfort Collum är en armslinga med funktion att fixera och avlasta axelleden. Axelleden positioneras i viloställning för optimal frakturläkning och smärtlindring.

**Indikationer:** Icke operativ behandling av proximala humerusfrakturer. Abduktion 30°, elevation 0-40°, inåtrotation 0-20°.

**Material:** 45% Polyuretanskum, 30% Polyamid, 15% Polyester, 10% Bomull. Latexfri.

**Tvåtråd:** Maskintvätt 40°C. Fäst eller ta bort alla kardborrband före tvätt. Använd tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Storlek:** Universal storlek. Produkten levereras monterad för höger- eller vänster arm.

Storlek	Art.no.
Universal vänster	20225-10-50
Universal höger	20225-20-50



Positionerar bekvämt och enkelt armen/axeln i avlastat läge och ger smärtlindring.



MD Class I CE


## Positioner för maximal avlastning av axelleden:



Abduktion 30 grader.



Elevation 40 grader.



Inåtrotation 20 grader.