

## Bröstprotesen som känns som du

Sublime är den lättaste och mest naturliga bröstprotesen på marknaden. Med medicinskt silikon i tre skikt känns den torr och sval mot huden. Den perforerade kärnan och den solfjäderformade baksidan tillåter protesen att andas och ger en ventilerande effekt samtidigt som den ger behaglig massage. Sublime fäster tryggt mot huden och den naturliga kropps nära känslan förstärks ytterligare av de mjukt fasade kanten helt utan film som gör övergång mellan hud och protes nästan osynlig. Bröstvårta och vårtgård är integrerade. Bär gärna protesen direkt mot huden för att uppleva den perfekta passformen, eller bär den i behåns ficka. I båda fallen formar sig protesen perfekt och ger en naturlig silhuett och känsla.



*Integrerad bröstvårta och vårtgård.*

*Ingen plastfilm runt om.*

*Solfjäderformad baksida och perforerad kärna.*

### Trygg & naturlig

Hudvänlig medicinsk silikon i tre skikt ger en trygg känsla och naturligt utseende.

### Sval & skön

Solfjäderformad baksida ger ventilation och massage.

### Lätt & bekväm

Perforerad kärna gör protesen lätt och bekväm.

### Sublime art nr 30150

Följsam lättviktsprotes i ren silikon i tre skikt med perforerad kärna och integrerad bröstvårta.

Solfjäderformad baksida ger ventilation och skön massage. Formar sig efter och fäster direkt mot bröstkorgsväggen. Symmetrisk triangelform. Storlek 4–12.