

# SOPHIA post-op-BH

ART.NO 31104

Stadig sömlös post-op-BH i dubbelt material för hög kompression. Designad för att användas under rehabilitering efter bröstoperation och/eller radioterapi då kraftigare kompression behövs samt vid behandling av lymfödem. Helt öppningsbar i front och axelband för enkel applicering direkt efter operation/under läkningsprocessen.

- Hög kompression; 1.
- Öppningsbar mitt fram med blyxtlås.
- Breda och reglerbara axelband framtill med kardborre.
- Dubbelt material i kupa, ficka för vadd/protes.
- Mjuk bred sömlös kant under bysten, känns behaglig mot eventuella snitt/ärrvävnad.
- Extra högt skuren under armhåla, rygg och mitt fram.

## Indikationer:

Kompressions-/post-op-BH avsedd att användas när hög kompression önskas. För kvinnor som genomgått olika typer av bröstoperationer såsom mastektomi samt vid behandling av lymfödem.

## Material:

78% bomull, 15% polyamid, 7% elastan. Latexfri.

## Tvättråd:

Maskintvätt 40°C (svart) / 60°C (vit) rekommenderas för bästa färghållbarhet. Vit BH kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 80°C. Kan torktumlas på låg värme. Avänd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Stryk ej. Använd gärna tvättpåse.

## Storleksguide

	cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Kupstorlek	AA													
	A		S		M		L		XL		2XL		3XL	
	B													
	C													
	D													
	E													



Bredare i ryggen och helt öppningsbar fram med dragkjedja.

Modell	Size	Art.no
Sophia vit	S-3XL	31104-09
Sophia svart	S-3XL	31104-00

## Färgad:



## Vit:



## Kompressionsgrad:



Skala 1-5, där 1 är högst kompression och 5 ingen.

