

D-Ring Wrist Brace - Handledsortos

ART.NO 40310, 40312

Stabil handledsortos som är enkel att ta på. Försluts med kardborreband som ger stabilitet runt handleden och jämn kompression. Ortosen har en förböckad och uttagbar volar aluminiumska som går att forma. Två dorsala plastskenor ger extra stabilitet. Finns i kort och lång modell.

Indikationer: • Stöd vid inflammatoriska tillstånd och mjukdelsskador för handleden (tendinit, stukningar och överbelastning)

- Förhindra ytterligare trauma orsakade av upprepad aktivitet (överbelastningsskador)
- Sekundär behandling efter frakturbehandling

Kontraindikationer:

- Svåra stukningar
- Omedelbar behandling efter frakturer

Material: Nylon, Polyester, Bomull, Spandex, Aluminium.

Tvättråd: Handtvätt rekommenderas men produkten kan tvättas i 40°C maskintvätt vid behov. Använd tvättpåse. Plantorkas. Fäst kardborrebanden och ta ut skenan innan tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Handledsmått i cm.

D-ring Wrist Brace				
Storlek	Handledsmått cm	Längd cm	Art.no Vänster	Art.no Höger
S	13-16	20	40310-10-40	40310-20-40
M	16-18	20	40310-10-50	40310-20-50
L	18-20	20	40310-10-60	40310-20-60
XL	20-23	20	40310-10-70	40310-20-70

LongD-ring Wrist Brace				
Storlek	Handledsmått cm	Längd cm	Art.no Vänster	Art.no Höger
S	13-16	26	40312-10-40	40312-20-40
M	16-18	26	40312-10-50	40312-20-50
L	18-20	26	40312-10-60	40312-20-60
XL	20-23	26	40312-10-70	40312-20-70



Kort modell, 40310. Försluts med tre kardborreband.



Lång modell, 40312. Försluts med fyra kardborreband.



MD Class I CE