

D-Ring Thumb Wrist Brace - Handledsortos m. tumme

ART.NO 40311

Stabil kombinerad tum- och handleds-ortos som är enkel att ta på. Försluts med tre kardborreband som ger stabilitet runt handleden och jämn kompression. Två uttagbara radiala tumskenor medföljer. Ortosen har en förböckad, formbar och uttagbar volar aluminiumskena samt två dorosala plastskenor för extra stabilitet. Tumgreppet är justerbart.

Indikationer:

- Ligamentskada i tumme (stukningar)
- Akut eller kronisk inflammation i handleden eller mellanhandsbenen (artros)
- Tendonit och tenosynovit i tummen och handleden, och postoperativ immobilisering
- Sekundärt efter frakturbehandling av tummen eller basen av tummen


Kontraindikationer:

- Svåra stukningar
- Omedelbar behandling efter frakturer

Material: Nylon, Polyester, Bomull, Spandex, Aluminium.

Tvättråd: Handtvätt rekommenderas men produkten kan tvättas i 40°C maskintvätt vid behov. Använd tvättpåse. Plantorkas. Fäst kardborrebanden och ta ut skenan innan tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Handledsmått i cm.

Storlek	Handledsmått cm	Längd cm	Art.no Vänster	Art.no Höger	
S	13-16	20	40311-10-40	40311-20-40	
M	16-18	20	40311-10-50	40311-20-50	
L	18-20	20	40311-10-60	40311-20-60	
XL	20-23	20	40311-10-70	40311-20-70	



MD Class I CE