

Wrist Embrace - Handledsortos

ART.NO 40320

Stabil handledsortos som är enkel att ta av och på. Ortosen stängs med hjälp av tre kardborreband som omsluter handleden och ger stöd. Förböckad, formbar och uttagbar volar aluminiumskenasamt två dorosala plastskenor ger extra stabilitet. Ortosen har en stängd tumme.

Indikationer:

- Stöd vid inflammatoriska tillstånd och mjukdels-skador för handleden (tendinit, stukningar och överbelastning)
- Förhindra ytterligare trauma orsakade av upprepad aktivitet (överbelastningsskador)
- Sekundär behandling efter frakturbehandling
- Reumatiska tillstånd med kronisk instabilitet.


Kontraindikationer:

- Svåra stukningar
- Omedelbar behandling efter frakturer

Material: Polyester, Spandex, Polyamide, Nylon, Aluminium.

Tvättråd: Handtvätt rekommenderas men produkten kan tvättas i 40°C maskintvätt vid behov. Använd tvättpåse. Plantorkas. Fäst kardborrebanden och ta ut skenan innan tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Handledsmått i cm.

Storlek	Handledsmått cm	Längd cm	Art.no Vänster	Art.no Höger	
S	13-16	20	40320-10-40	40320-20-40	
M	16-18	20	40320-10-50	40320-20-50	
L	18-20	20	40320-10-60	40320-20-60	
XL	20-23	20	40320-10-70	40320-20-70	



MD Class I CE