

# MammaMia - Bäckensbälte

ART.NO 50102

MammaMia är ett följsamt bäckenbälte som ger ett jämnt och stabilt stöd över bäckenets leder. MammaMia ger även bekvämt lyft under magen och är lätt att justera när magen växer. Den tilltagna bredden i kombination med det mjuka materialet gör den särskilt skön att använda. Färg: svart.

- Kombination av mjukt positioneringsbälte och stabila stödband
- Lätt att justera utan att tappa positioneringen
- Hudvänligt material som är lätt och som andas

**Indikationer:** Vid foglossning/symfyliolys under eller efter graviditet. Lämplig även för icke gravida som önskar ett stabilt stöd sacroiliakalt.

**Material:** Ventilerande textilt material som är svaltt mot huden och tillåter huden att andas. Polyester 51%, Polyamid 17%, Gummi 12%, Polyuretan 8%, Bomull 7%, Elastan 5%.

**Tvåtråd:** Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Måttagning:** Höftmått i cm.

Storlek	Höftmått cm	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
Small	80-95	50102-00-40	16 cm	16 cm
Medium	90-105	50102-00-50		
Large	100-115	50102-00-60		
X Large	110-125	50102-00-70		
2X Large	120-135	50102-00-80		

