

Ronja - Ryggortos

ART.NO 50531, 50532, 50533, 50536

Stabil tygkorsett med elastiska dragband i sidorna. Enkel att ta på och justera till önskad kompression/stabilitet även för personer med svag handfunktion. Tyget har en liten elasticitet vilket ger utmärkt passform samt gör korsetten extra bekväm att bära. Korsetten har två öppna fjäderremсор i ryggen och två medföljande skenor. Kardborrlåsning mitt fram. Många tunna plastfjädrar insydda runt om i korsetten ger avlastning och stabilitet.

Ronja Halvfabrikat

Ronja Halvfabrikat, artikelnr 50536-26, har två öppna sömmar i bakstycket och går att sy in/ut samt kortas efter behov. Kantband, fjäderremсор samt skenor ingår.

Modell	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
Ronja låg	50531-26	18 cm	28 cm
Ronja mellan	50532-26	20 cm	33 cm
Ronja hög	50533-26	23 cm	38 cm
Ronja Halvfabrikat	50536-06	22 cm	37 cm

Indikationer:

Ryggsmärta, rygginsufficiens.

Material:

60% Bomull, 28% Polyamid, 7% Elastan, 5% Polyester. Latexfri.

Tvättråd:

Fintvätt 40°. Tag ur skenorna. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Strykes ej, torktumlas ej.

Måttagning:

Höftmått i cm.

Tillbehör:

Kantband, skenor och fjäderremсор går även att köpa till separat.



Fits both
Adult & Child



50532-26: 20 cm fram



50532-26: 33 cm bak

Storlek	Ronja - Låg, Mellan, Hög Höftmått cm
XX Small*	60-75
X Small	70-85
Small	80-95
Medium	90-105
Large	105-115
X Large	115-125
2X Large	125-135
Storlek	Ronja Halvfabrikat
X Small-Small	70-95
Medium-Large	95-115
X Large-2X Large	115-135

*endast modell **Ronja mellan** - 50532

