

Atle Låg - Ryggortos

ART.NO 50100

Elastisk ryggortos i formbart material som gör att ortosen har en mycket bra passform. Ger ett stabilt men bekvämt stöd över ländryggen. Passar vid värk i ländrygg, särskilt lämplig vid kotkompression orsakad av osteoporos. Passar de flesta figurtyper; både herr och dam. Atle finns i svart i två höjder. Materialet ger god kompression och är mycket behagligt att bära då det andas, har låg vikt och är mjukt mot huden. Den randiga strukturen i materialet ser till att ortosen sitter på plats. Handtag mitt fram gör det lätt att sätta på ortosen. Atle har kardborrlåsning mitt fram. De elastiska dragbanden är reglerbara och ger ett stabilt stöd. Även dragbanden fästes mitt fram med kardborre. De två urtagbara ryggskenorna formas individuellt efter ryggens kontur.

Indikationer: Lumbal/lumbosakral ryggsmärta.

Kontraindikationer: Instabil fraktur i rygg.
Ischiassmärta av oklar genes.

Material: 83% Polyester, 7% Spandex, 8% Nylon, 2% Latex.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C. Tag ur skenorna. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek	Höftmått cm	Art.no Svart	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
S	80-95	50100-00-40	18 cm	27 cm
M	95-105	50100-00-50		
L	105-115	50100-00-60		
XL	115-125	50100-00-70		
2XL	125-135	50100-00-80		



Trådomspunnen, kommer ej i kontakt med hud.

MD Class I CE