

MammaMia - Graviditetsbälte

ART.NO 50102

MammaMia är ett följsamt graviditetsbälte som ger ett jämnt och stabilt stöd över bäckenets leder. MammaMia ger även bekvämt lyft under magen och är lätt att justera när magen växer. Den tilltagna bredden i kombination med det mjuka materialet gör den särskilt skön att använda. Färg: svart.

Kombination av bälte och stabila stödband:

Formbart bälte som går att "vinkla" under magen för att ge lyft och stöd.

Stadiga elastiska dragband som kan justeras för önskad grad av stabilisering och passform.

Indikationer: Vid bäckensmärta/foglossning/symfyseolys under eller efter graviditet. Lämplig även för icke gravida där ett stabilt stöd för sacroiliacaleder eftersträvas.

Kontraindikationer: Inga kända.

Material: Ventilerande textilt material som är svaltt mot huden och tillåter huden att andas.

Polyester 51%, Polyamid 17%, Naturgummilatex 12%, Polyuretan 8%, Bomull 7%, Elastan 5%.

Tvått: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek	Höftmått cm	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
Small	80-95	50102-00-40	16 cm	16 cm
Medium	90-105	50102-00-50		
Large	100-115	50102-00-60		
X Large	110-125	50102-00-70		
2X Large	120-135	50102-00-80		



Trådomspunnen, kommer ej i kontakt med hud.



MD Class I CE