

Ballerina - Hållningsbandage

ART.NO 50103

Ballerina är ett funktionellt hållningsbandage som bekvämt påminner om god hållning i bröstryggen och förhindrar flexion av ryggen. Breda mjuka textila band över axlarna går i kors över ryggen och fästes fram med kardborrband. Ballerina justeras enkelt i bredd och höjd. Den breda stabila ryggdelen med skenor påverkar effektivt axelpartiet utan att ge obehagligt tryck över diafragman. Ballerina ger även avlastning thorakalt. Banden går enkelt att klippa till önskad längd. Smidig och bekväm ortos som med fördel bärs under kläderna. Färg svart.

Indikationer: Används vid ökad thorakal kyfos och hållningsbesvär. Även lämplig vid nyckelbensfrakturer, efter operation av spinal stenos, för att uppnå optimal andningsfunktion samt vid kotkompression.

Material: Ventilerande textilt material som är svaltt mot huden och tillåter huden att andas. Polyester 40%, Polyamid 37%, Polyuretan 17%, Elastan 5%, Elastomer 1%. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Bröstkorgsmått under bysten i cm.

Storlek	Bröstkorgsmått cm	Art.no
Small	65-80	50103-00-40
Medium	80-95	50103-00-50
Large	95-110	50103-00-60
X-Large	110-125	50103-00-70



MD Class I CE