

MammaFix - SI-ledsbälte

ART.NO 50104

MammaFix är ett semielastiskt SI-ledsbälte (Sacroiliacaledsbälte) som ger ett effektivt stöd över bäckenet. Lämpligt att använda vid graviditet och bäckenledsbesvär. Bältet tas på omlott och fästes med kardborrband mitt fram vilket gör det enkelt att justera till önskad stabilitet. Sitter bra på plats då det är silikonbelagt på insidan för en antiglid-funktion. MammaFix finns i två längder, båda storlekarna kan enkelt kortas genom att klippa av bältet vid den markerade sömmen längst ut mot bandets kanter. Tillverkat i kraftig elastik samt stumt velcromaterial. Färg: svart.

Indikationer: Vid bäckensmärta/foglossning/symfyseolys under eller efter graviditet. Lämplig även för icke gravida där ett stabilt stöd för sacroiliacaleder eftersträvas.

Kontraindikationer: Inga kända.

Material: 49% Polyester, 25% Naturgummilatex, 14% Silikon, 12% Polyamid.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek	Höftmått cm	Art.no	Höjd
S/M	75-110	50104-00-40	7 cm
L/XL	110-145	50104-00-60	



Trådomspunnen, kommer ej i kontakt med hud.

