

LyftPlus Comfort - Gördel

ART.NO 50157

LyftPlus Comfort är en stadig abdominal gördel med format magparti i meshmaterial, för att passa och forma sig efter en kraftigare buk. Oelastisk front ger ett effektivt stöd och lyft. 20 cm högt elastiskt material i ryggpartiet, med två skenor mitt bak. Justerbar passform med kardborre och handtag på höger sida. Rekommenderas direkt efter operation eller som permanent gördel vid bråck och/eller stomi. Finns i svart.

Indikationer: Mobilisering efter kirurgi. Stabiliserande gördel vid bråck/stomi/stomibråck. Preventivt mot bråck. Fixering av stomibandage.

Kontraindikation: Inklämda bråck.

Material: Polyamid 64%, Polyester 30%, Elastan 6%. Latexfri.

Tvåttfråid: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrebandet. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: LyftPlus är 30-32 cm hög fram och 20 cm hög bak. För att hitta rätt storlek, mät höftomkretsen i cm.

Storlek	Höftmått cm	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
M	90-105	50157-00-50	30	20 cm
L	100-115	50157-00-60		
XL	110-125	50157-00-70	31	
2XL	120-135	50157-00-80		
3XL	130-145	50157-00-90	32	
4XL	140-155	50157-00-91		

