

# LyftPlus - Gördel

ART.NO 50207

LyftPlus är en stadig abdominal gördel med format magparti för att passa en kraftigare buk. Oelastisk front ger ett effektivt stöd och lyft. Materialet i ryggpartiet är elastiskt. Justerbar passform med kardborre och handtag på höger sida. Rekommenderas direkt efter operation eller som permanent gördel vid bråck och/eller stomi. Det stabila materialet i fronten gör LyftPlus särskilt lämpligt vid tillverkning av stomigördel då materialet är lätt att klippa i utan att det fransar sig. Finns i svart.

**Indikationer:** Mobilisering efter kirurgi. Stabiliserande gördel vid bråck/stomi/stomibråck. Preventivt mot bråck. Fixering av stomibandage.

**Kontraindikation:** Inklämda bråck.

**Material:** Polyamid 41%, Polyester 39%, Polyuretan 15%, Elastan 5%. Latexfri.

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbandet. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Måttagning:** LyftPlus är 28 cm hög fram och 15 cm hög bak. För att hitta rätt storlek, mät höftomkretsen i cm.

Storlek	Höftmått cm	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
M	90-105	50207-00-50	28 cm	15 cm
L	100-115	50207-00-60		
XL	110-125	50207-00-70		
2XL	120-135	50207-00-80		
3XL	130-145	50207-00-90		
4XL	140-155	50207-00-91		

