

Form - Gördel

ART.NO 50209, 50220, 50204

Form är en elastisk gördel som ger ett bekvämt och effektivt stöd/kompression över bålen. Gördeln är enkel att applicera och försluts med kardborrlåsning vilket gör det lätt att justera till önskad kompression. Kardborrlåsningen underlättar vid byte av sårforband. Patienten behöver inte lyftas upp vilket är nödvändigt vid användning av bindor. Lämplig vid sängliggande då den är mjuk i materialet och saknar sömmar/skenor baktill. Lämpar sig även som mjuk stomi-gördel men då bör eventuellt en större storlek användas för att undvika alltför hög kompression. Form finns i tre olika höjder 15, 20 och 25 cm, färg svart.

Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.

Indikationer: Stabiliserande gördel vid stomi/stomibräck. Preventivt mot bräck. Gördel/fixeringsband för buk/bål vid mobilisering efter kirurgi samt för kompression.

Kontraindikation: inklämda bräck.

Material: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Tvåtråd: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbandet. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.

Storlek	Mått cm	Art.no Form 15 cm	Art.no Form 20 cm	Art.no Form 25 cm
S	70-85	50209-00-40	50220-00-40	50204-00-40
M	80-95	50209-00-50	50220-00-50	50204-00-50
L	90-105	50209-00-60	50220-00-60	50204-00-60
XL	100-115	50209-00-70	50220-00-70	50204-00-70
2XL	110-125	50209-00-80	50220-00-80	50204-00-80



50204: 25 cm



50220: 20 cm



50209: 15 cm

