

# StomiBas - Stomigördel

ART.NO 50210, 50211, 50212

Elastisk stomigördel utformad för att ge support samt mothåll/kompression vid parastomalt bråck. Den unika designen tillåter att hål, individuellt anpassade efter stomipåse, klipps i gördeln samtidigt som den kontrollerade kompressionen över bråcket/stomin bibehålls. Det oelastiska materialet mitt fram fransar sig inte oavsett form och storlek på hålet, ingen kantning behövs. StomiBas har handtag fram för enkel förslutning och justering.

StomiBas finns i svart och grå i tre olika höjder 16, 20 och 25 cm. Den breda kardborreförslutningen framtill gör StomiBas enkel att applicera och lätt att justera till önskad kompression. Kan förslutas både på vänster och höger sida. Finns i svart och grå.

**Kompressionsgrad:** Stark, 3 av 3.

**Indikationer:** Mobilisering efter kirurgi. Stabiliserande gördel vid stomi/stomibråck. Preventivt mot bråck. Fixering av stomibandage. **Kontraindikation:** Inklämda bråck.

**Material:** Polyester 64%, Polyamide 22%, Elastane 10%, Polyurethane 4%. Latexfri.

**Tvåtråd:** Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Måttagning:** Omfångsmått runt tänkt placering.

| Storlek | Mått cm | Art.no StomiBas Svart 20cm | Art.no StomiBas Grå 20cm | Art.no StomiBas Svart 25cm | Art.no StomiBas Grå 25cm |
|---------|---------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| XS      | 70-85   | 50212-00-30                | 50212-06-30              | 50210-00-30                | 50210-06-30              |
| S       | 80-95   | 50212-00-40                | 50212-06-40              | 50210-00-40                | 50210-06-40              |
| M       | 90-105  | 50212-00-50                | 50212-06-50              | 50210-00-50                | 50210-06-50              |
| L       | 100-115 | 50212-00-60                | 50212-06-60              | 50210-00-60                | 50210-06-60              |
| XL      | 110-125 | 50212-00-70                | 50212-06-70              | 50210-00-70                | 50210-06-70              |
| 2XL     | 120-135 | 50212-00-80                | 50212-06-80              | 50210-00-80                | 50210-06-80              |
| 3XL*    | 130-145 | 50212-00-90                | 50212-06-90              | 50210-00-90                | 50210-06-90              |
| 4XL*    | 140-155 | 50212-00-91                | 50212-06-91              | 50210-00-91                | 50210-06-91              |

\* Finns i 20 & 25 cm höjd.

| Storlek | Mått cm | Art.no StomiBas Svart 16cm | Art.no StomiBas Grå 16cm |
|---------|---------|----------------------------|--------------------------|
| XS      | 70-85   | 50211-00-30                | 50211-06-30              |
| S       | 80-95   | 50211-00-40                | 50211-06-40              |
| M       | 90-105  | 50211-00-50                | 50211-06-50              |
| L       | 100-115 | 50211-00-60                | 50211-06-60              |
| XL      | 110-125 | 50211-00-70                | 50211-06-70              |
| 2XL     | 120-135 | 50211-00-80                | 50211-06-80              |




50211: 16 cm



50212: 20 cm



50210: 25 cm



MD Class I CE



OEKO TEX® STANDARD 100 1976-298 DTI