

StomiBas - Bælte

ART.NO 50210, 50211, 50212

StomiBas er et elastisk stomibælte, der giver aflastning og et bekvemt, effektivt modtryk/kompression. Materialet midt for er uelastisk og meget let at klippe i. Det trævler ikke og er specielt velegnet, hvis der er akut behov for at åbne til en stomi, eller hvis man ønsker et permanent stomibælte. Bæltet findes i tre højder: 16, 20 og 25 cm. StomiBas er let at tage på og lukkes med bredt velcrobånd, hvilket gør det nemt at justere bæltet til ønsket kompression. Stomibæltet kan lukkes i venstre eller højre side. Velcrolukningen gør det fx nemmere at skifte forbindelse. Patienten skal ikke løftes, hvilket normalt er nødvendigt ved anvendelse af bind.

Grad af kompression: Stærk, 3 af 3.

Indikationer: Tilpasning af stomibælte. Til postoperativ pleje, efter thorax/maveoperationer for at aflaste sår og forhindre arbrok samt ved tidlig mobilisering af patienten. Også egnet til forskellige typer af lettere brok.

Materiale: Polyester 60%, Polyamid 27%, Gummi 13%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Målet omkring overkroppen over tiltænkte placering.

Størrelse	Mål cm	Art.no StomiBas 16cm	Art.no StomiBas 20cm	Art.no StomiBas 25cm
X Small	70-85	50211-08-30	50212-08-30	50210-08-30
Small	80-95	50211-08-40	50212-08-40	50210-08-40
Medium	90-105	50211-08-50	50212-08-50	50210-08-50
Large	100-115	50211-08-60	50212-08-60	50210-08-60
X Large	110-125	50211-08-70	50212-08-70	50210-08-70
2X Large	120-135	50211-08-80	50212-08-80	50210-08-80
3X Large*	130-145		50212-08-90	50210-08-90
4X Large*	140-155		50212-08-91	50210-08-91

* kun 20 & 25 cm højde.



50211: 16 cm



50212: 20 cm



50210: 25 cm

