

StomiBas - Stomigördel

ART.NO 50210, 50211, 50212

Elastisk stomigördel utformad för att ge support samt mothåll/kompression vid parastomalt bräck. Den unika designen tillåter att hål, individuellt anpassade efter stomipåse, klipps i gördeln samtidigt som den kontrollerade kompressionen över bräcket/stomin bibehålls. Det oelastiska materialet mitt fram fransar sig inte oavsett form och storlek på hålet, ingen kantning behövs. StomiBas i svart har handtag fram för enkel förslutning och jusetring.

StomiBas finns i tre olika höjder 16, 20 och 25 cm. Den breda kardborreförslutningen framtill gör StomiBas enkel att applicera och lätt att justera till önskad kompression. Kan förslutas både på vänster och höger sida.

Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.

Indikationer: Används utanpå stomibandaget eller med hål för stomibandaget. För postoperativ vård eller som permanent gördel. Lämplig vid parastomalt bräck.

Kontraindikation: Inklämda bräck.

Material beige:** Polyester 60%, Polyamid 27%, Naturgummilatex 13%.

Material svart: Polyester 64%, Polyamide 23%, Elastane 10%, Polyurethane 4%. Latexfri. Oeko-tex.

Tvåtråd: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omfångsmått runt tänkt placering.



Beige**

Storlek	Mått cm	Art.no StomiBas 16cm	Art.no StomiBas 20cm	Art.no StomiBas 25cm
XS	70-85	50211-08-30	50212-08-30	50210-08-30
S	80-95	50211-08-40	50212-08-40	50210-08-40
M	90-105	50211-08-50	50212-08-50	50210-08-50
L	100-115	50211-08-60	50212-08-60	50210-08-60
XL	110-125	50211-08-70	50212-08-70	50210-08-70
2XL	120-135	50211-08-80	50212-08-80	50210-08-80
3XL*	130-145		50212-08-90	50210-08-90
4XL*	140-155		50212-08-91	50210-08-91

* Endast 20 & 25 cm höjd.




**Trådomspunnen, kommer ej i kontakt med hud.

Svart

Storlek	Mått cm	Art.no StomiBas 16cm	Art.no StomiBas 20cm
XS	70-85	50211-00-30	50212-00-30
S	80-95	50211-00-40	50212-00-40
M	90-105	50211-00-50	50212-00-50
L	100-115	50211-00-60	50212-00-60
XL	110-125	50211-00-70	50212-00-70
2XL	120-135	50211-00-80	50212-00-80
3XL*	130-145		50212-00-90
4XL*	140-155		50212-00-91

* Endast 20 cm höjd.



50211: 16 cm



50212: 20 cm



50210: 25 cm

