

# StomiBas - Stomigördel

ART.NO 50210, 50211, 50212

Elastisk stomigördel utformad för att ge support samt mothåll/kompression vid parastomalt bräck. Den unika designen tillåter att hål, individuellt anpassade efter stomipåse, klipps i gördeln samtidigt som den kontrollerade kompressionen över bräcket/stomin bibehålls. Det oelastiska materialet mitt fram fransar sig inte oavsett form och storlek på hålet, ingen kantning behövs. StomiBas har handtag fram för enkel förslutning och justering.

StomiBas finns i tre olika höjder 16, 20 och 25 cm. Den breda kardborreförslutningen framtill gör StomiBas enkel att applicera och lätt att justera till önskad kompression. Kan förslutas både på vänster och höger sida.

**Kompressionsgrad:** Stark, 3 av 3.

**Indikationer:** Mobilisering efter kirurgi. Stabiliserande gördel vid stomi/stomibräck. Preventivt mot bräck. Fixering av stomibandage. **Kontraindikation:** Inklämda bräck.

**Material svart:** Polyester 64%, Polyamide 22%, Elastane 10%, Polyurethane 4%. Latexfri.

**Tvåtråd:** Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Måttagning:** Omfångsmått runt tänkt placering.

Storlek	Mått cm	Art.no StomiBas Svart 16cm	Art.no StomiBas Svart 20cm	Art.no StomiBas Svart 25cm
XS	70-85	50211-00-30	50212-00-30	50210-00-30
S	80-95	50211-00-40	50212-00-40	50210-00-40
M	90-105	50211-00-50	50212-00-50	50210-00-50
L	100-115	50211-00-60	50212-00-60	50210-00-60
XL	110-125	50211-00-70	50212-00-70	50210-00-70
2XL	120-135	50211-00-80	50212-00-80	50210-00-80
3XL*	130-145		50212-00-90	50210-00-90
4XL*	140-155		50212-00-91	50210-00-91

\* Finns i 20 & 25 cm höjd.




50211: 16 cm



50212: 20 cm



50210: 25 cm



MD Class I CE



OEKO TEX® STANDARD 100 1976-298 DTI