

StomiMini - Stomigördel

ART.NO 50213

Mjukt fixeringsband för fixering av stomibandage. Sätts direkt över stomibandaget och mot huden. Enkel förslutning med kardborre framtill. Fixeringsbandet är gjort i ett följsamt elastiskt material som andas och känns behagligt mot huden. Reglerbar storlek som justeras genom att kardborren fäster över hela bandet. På samma sätt kan trycket från bandet anpassas efter behov. En universalstorlek passar för omkrets upp till 120 cm. Fixeringsbandet är diskret och syns inte under kläderna. Passar för stomi på höger eller vänster sida. StomiMini finns i svart och vitt. Höjd 7,5 cm. Fixeringsbandet går ej att klippa i.

Indikationer: Används vid stomi för fixering av stomibandage.

Kontraindikationer: Stomibräck.

Material: Polyamid 77%, Elastan 13%, Bomull 10% Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 60°C. Fäst kardborrbandet. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Storlek/Måttagning: Omkretsmått över tänkt placering. Universalstorlek passar för omkrets upp till 120 cm.

Modell	Art.no	Höjd	Förp.
StomiMini, svart	50213-80-50	7,5 cm	3 st
StomiMini, vit	50213-89-50	7,5 cm	3 st



50213-00-50



50213-09-50



MD Class I CE

