

# Balder - Bråckband/Ljumskråckbandage

ART.NO 50215, 50216

Balder är bråckband särskilt utformade för att användas vid mindre eller medelstora ljumskråck. Smidiga och diskreta bråckband som förebygger försämring av uppkommet ljumskråck. Balder stödjer och ersätter den svaga delen av bukväggen där ljumskråcket uppstått. Bråckbanden är lätta att anpassa och finns för dubbelsidigt och enkelsidigt ljumskråck. Pelotter i fast material med funktionen att helt förhindra bråcket att falla ut placeras i den framre fickan/fickorna. För Balder Dubbel medföljer två lösa pelotter och för Balder Vänster och Höger medföljer en pelott. Pelotterna kan formas och slipas för individuell anpassning. Det går även bra att placera en specialtillverkad pelott i fickan.

Balder bråckband är formsydda och steglöst justerbara i höjd- och sidled för optimal passform. Fästes med kardborrband. Mjuka grenband, som enkelt kan kortas till rätt längd, fästs med kardborre på frontplattan vid respektive höft. Fickorna och insidan av bråckbanden är tillverkade i ett mjukt och behagligt material som är luftigt och andas.

**Indikationer:** Ljumskråck. Pre/postoperativt eller vid konservativ behandling. **Kontraindikation:** inklämt ljumskråck

## Material:

50215: Polyamid 52%, Polyester 25%, Polyuretan 17%, Naturgummilatex 6%. Pelotter i Polyetylskenum.

50216: Polyamid 47%, Polyester 27%, Polyuretan 18%, Naturgummilatex 8%. Pelotter i Polyetylskenum.

**Tillbehör:** Konvexa pelotter för kompression beställs separat:

- PadPlus, Vänster Art.no 50258-10-50
- PadPlus, Höger Art.no 50258-20-50

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Storlek	Höftmått cm	Art.no - Balder Dubbel, svart	Art.no - Balder Vänster, svart	Art.no - Balder Höger, svart
XS	70-85	50215-00-30	50216-10-30	50216-20-30
S	80-95	50215-00-40	50216-10-40	50216-20-40
M	90-105	50215-00-50	50216-10-50	50216-20-50
L	100-115	50215-00-60	50216-10-60	50216-20-60
XL	110-125	50215-00-70	50216-10-70	50216-20-70



50215-00: Balder Dubbel



50216-20: Balder Höger



50258: PadPlus, tillbehör



Trådomspunnen, kommer ej i kontakt med hud.

MD Class I CE

Reg. design by OHIM: 001195515-0001

Reg. design by OHIM: 002338954-0001