

Balder - Ljumskråckbandage

ART.NO 50215, 50216

Balder är smidiga och diskreta ljumskråck-bandage som inte syns under kläderna. Bandagen har god stödjande effekt och passar att använda vid mindre och medelstora bråck. De är lätta att anpassa och finns för dubbelsidigt och enkelsidigt bråck. För Balder Dubbel medföljer två lösa pelotter som kan placeras i fickorna fram. För Balder Vänster och Höger medföljer en pelott. Pelotterna kan formas och slipas för individuell anpassning. Det går även bra att placera en specialtillverkad pelott i fickan.

Balder är formsydd och steglöst justerbara i höjd- och sidled för optimal passform. Fästes med kardborrband. Mjuka grenband, som enkelt kan kortas till rätt längd, fästs med kardborre på respektive höft. Fickorna och insidan av bandagen är tillverkade i ett mjukt och behagligt material som är luftigt och andas.

Indikationer: Ljumskråck. Pre/postoperativt eller vid konservativ behandling. Kontraindikation; inklämt ljumskråck

Material: Polyamid 60%, Polyester 26%, Polyetylen 10%, Gummi 4%. Pelotter i Polyetylenskum.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Storlek	Höftmått cm	Art.no - Balder Dubbel, svart	Art.no - Balder Vänster, svart	Art.no - Balder Höger, svart
X Small	70-85	50215-00-30	50216-10-30	50216-20-30
Small	80-95	50215-00-40	50216-10-40	50216-20-40
Medium	90-105	50215-00-50	50216-10-50	50216-20-50
Large	100-115	50215-00-60	50216-10-60	50216-20-60
X-Large	110-125	50215-00-70	50216-10-70	50216-20-70



50215-00: Balder Dubbel



50216-20: Balder Höger

Reg. design by OHIM: 001195515-0001

Reg. design by OHIM: 002338954-0001

