

StomiFix - Fixeringsgördel

ART.NO 50217

Mjuk fixeringsgördel att använda vid stomi. Dubbelt material där det innersta lagret har hål för stomipåsen och det yttersta lagret viks och dras över påsen/stomibandaget. StomiFix är som en "tub" som man går i och ur precis som ett par vanliga trosor eller kalsonger. Den syns inte under kläderna och är enkel att använda och trygg att bära. Gördeln gömmer och håller påsen på plats samtidigt som den döljer/minskar eventuella ljud. Skyddar och håller ömtålig hud torr då stomipåsen ej ligger direkt mot huden, utan mellan de två lagren. Används varje dag, natt samt vid olika sportaktiviteter. Vanliga trosor eller kalsonger kan bäras under eller utanpå gördeln.

Indikationer: Används vid stomi för att fixera/hålla stomibandaget på plats. Skyddar och håller ömtålig hud torr. Passar att använda både vid ileo-, kolo- och urostomier.

Material: 90% polyamid, 10% spandex. Latexfri.

Tvåtråd: 60°C maskintvätt. För bästa färghållbarhet rekommenderas 40°C. Kan torktumlas på låg värme. Använd kulörtvättmedel, inte tvättmedel som innehåller blekmedel.

Måttagning: Omfångsmått runt höften.

Storlek	Höftmått cm	Art.no StomiFix, vit, 3-pack	Art.no StomiFix, svart, 3-pack
X Small-Small	65 - 90	50217-89-30	50217-80-30
Small-Medium	85 - 110	50217-89-40	50217-80-40
Medium-Large	105 - 125	50217-89-50	50217-80-50
Large-X Large	120 - 140	50217-89-60	50217-80-60

