

StomiFix - Fixeringsgördel

ART.NO 50217

Mjuk fixeringsgördel i sömlöst, stickat material. För användning vid stomi och fixering av stomipåse. Dubbelt material där det innersta lagret har hål för stomipåsen. Det yttersta lagret har en ficka i nederkanten där tyget viks och dras över påsen/stomibandaget. StomiFix är som en "tub" som man går i och ur precis som ett par vanliga trosor eller kalsonger. Den syns inte under kläderna och är enkel att använda och trygg att bära. Gördeln gömmer och håller påsen på plats samtidigt som den döljer/minskar eventuella ljud. Skyddar och håller ömtålig hud torr då stomipåsen ej ligger direkt mot huden, utan mellan de två lagren. Kan användas varje dag, natt samt vid olika sportaktiviteter. Vanliga trosor eller kalsonger kan bäras under eller utanpå gördeln. Passar för stomi på höger eller vänster sida. StomiFix finns i 3-pack i svart eller vit. Höjd fram 20 cm, höjd bak 20 cm.

Indikationer: Används vid stomi för att fixera/hålla stomibandaget på plats.

Kontraindikationer: Stomibräck.

Material: 90% Polyamid, 10% Elastan. Latexfri.

Tvättråd: 60°C maskintvätt. För bästa hållbarhet rekommenderas 40°C. Kan torktumlas på låg värme. Stryk ej. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt.

Måttagning: För rätt storlek, ta höftmättet över det bredaste stället.

Storlek	Höftmått cm	Art.no StomiFix, vit, 3-pack	Art.no StomiFix, svart, 3-pack
XS/S	65 - 90	50217-89-30	50217-80-30
S/M	85 - 110	50217-89-40	50217-80-40
M/L	105 - 125	50217-89-50	50217-80-50
L/XL	120 - 140	50217-89-60	50217-80-60

