

Figur - Gördel

ART.NO 50221, 50202, 50203

Figur är en elastisk gördel som ger ett bekvämt och effektivt stöd/kompression över bålen. Gördeln är enkel att applicera och försluts med bred kardborrelåsning vilket gör det lätt att justera till önskad kompression. Figur ger en jämn tryckfördelning och påverkar inte andningen. Det elastiska materialet är mjukt och skönt mot huden och tillåter huden att andas. Figur finns i tre olika höjder 16, 25 och 32 cm.

Kompressionsgrad: Lättare, 1 av 3.

Indikationer: För postoperativ vård efter thoraxbuk-operationer, för att avlasta sår, förhindra uppsprickning av ärr samt vid tidig mobilisering av patienten. Kan användas vid olika typer av lätta bråck. Kan även klippas i för friläggning av stomi eller öppning för drän.

Material: 74% Polyester, 12% Elastomere, 14% Polyamid. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 60°. Kan tvättas i upp till 90° (kardborrbandens livslängd förkortas vid tvätt i höga temperaturer). Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.

Storlek	Mått cm	Art.no Figur, vit 16 cm	Art.no Figur, vit 25 cm	Art.no Figur, vit 32 cm
S	80-95	50221-09-40	50202-09-40	50203-09-40
M	90-105	50221-09-50	50202-09-50	50203-09-50
L	100-115	50221-09-60	50202-09-60	50203-09-60
XL	110-125	50221-09-70	50202-09-70	50203-09-70
2XL	120-135	50221-09-80	50202-09-80	50203-09-80
3XL*	130-145	50221-09-90	50202-09-90	

* endast 16 & 25 cm höjd.



50221: Figur 16 cm



50202: Figur 25 cm



50203: Figur 32 cm

