

# Figur - Gördel

ART.NO 50222

Figur är en elastisk gördel som ger ett bekvämt och effektivt stöd samt kompression över bålen. Gördeln är enkel att applicera och försluts med bred kardborrelåsning vilket gör det lätt att justera till önskad kompression. Det elastiska materialet är mjukt och skönt mot huden och tillåter huden att andas. Figur är lämplig att användas som mjuk stomigördel som stöd över stomi/stomipåse. Höjd 20 cm.

**Kompressionsgrad:** Lättare, 1 av 3.

**Indikationer:** Vid stomi som stöd över stomi/påse och/eller för att minska risk för bråck vid stomin. För postoperativ vård efter thorax- bukoperationer för att avlasta sår samt vid tidig mobilisering av patienten. Kan användas vid olika typer av lätta bråck. Kan även klippas i för friläggning av stomi eller öppning för drän.

**Material:** 74% Polyester, 12% Elastomere och 14% Polyamid. Latexfri.

**Tvättråd:** Maskintvätt 60°. Kan tvättas i upp till 90° (kardborrbandens livslängd förkortas vid tvätt i höga temperaturer). Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Måttagning:** Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.

Storlek	Mått cm	Art.no Figur, svart 20 cm
X Small	65-85	50222-00-30
Small	80-95	50222-00-40
Medium	90-105	50222-00-50
Large	100-115	50222-00-60
X Large	110-125	50222-00-70
2X Large	120-135	50222-00-80

