

# Mika - Fixeringsband

ART.NO 50224

Mjukt fixeringsband för fixering av förbandsmaterial eller som bröstband. Enkel förslutning med kardborre framtill. Fixeringsbandet är gjort i ett följsamt elastiskt material som andas och känns behagligt mot huden. Reglerbar storlek som justeras genom att kardborren fäster över hela bandets längd. På samma sätt kan trycket från bandet anpassas efter behov. Mika kommer i två flexibla storlekar. Fixeringsbandet är diskret och syns inte under kläderna. Mika finns i vitt. Höjd 15 cm. Fixeringsbandet går ej att klippa i.

**Indikationer:** Fixeringsband efter kirurgi.

**Kontraindikationer:** Infektion.

**Material:** Polyamid 77%, Elastan 13%, Bomull 10% Latexfri.

**Tvättfråd:** Maskintvätt 60°C. Fäst kardborrbandet. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Storlek/Måttagning:** Omkretsmått över tänkt placering.

Storlek	Art.no	Höjd	Omkrets cm
S/M	50224-09-40	15 cm	65-115
L/XL	50224-09-60	15 cm	110-145



MD Class I CE

OEKO  
TEX®  
STANDARD  
100  
1976-298  
DTI