

Vira x3, ViraKing - Gördel

ART.NO 50227, 50229

Elastisk gördel som ger effektivt stöd och kompression över bålen. Enkel att applicera och justera till önskad passform och kompressionsgrad med tre dragband. Stadigt material som håller formen utan att vecka sig. Slät och mjuk mot huden utan irriterande sömmar eller kanter. Inga skenor. Passar både figursvängd och rak figurtyp. Höjd 32 cm.

Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.

Indikationer: Postoperativ gördel efter buk/bål-kirurgi. Stabiliserar vid bråck/stomi. Preventivt mot bråck.

Kontraindikationer: Inklämda bråck. Infektion.



Material: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C (kan vid behov tvättas i högre temperaturer, produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer). Fäst kardborrbandet. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Välj storlek efter höftmått, om höftmättet ligger inom ett överlappande intervall, kontrollera midjemättet:

- Smal midja: välj den mindre storleken.
- Rak figurtyp: välj den större storleken.

Storlek	1. Höftmått cm	2. Midjemått cm	Art.no Vira x3, vit	Art.no Vira x3, svart	Art.no ViraKing, svart
XS	70-90	60-80	50227-09-30	50227-00-30	-
S	80-100	70-90	50227-09-40	50227-00-40	-
M	90-110	80-100	50227-09-50	50227-00-50	-
L	100-120	90-110	50227-09-60	50227-00-60	-
XL	110-130	100-120	50227-09-70	50227-00-70	-
2-3XL	120-150	110-140	-	-	50229-00-80



ViraKing - endast i svart, storlek 2-3XL.



STANDARD
100
1976-298
DTI

