

Vira Rak - Bælte

ART.NO 50230, 50231

Elastisk bælte, der giver effektiv støtte og kompression over bækkenet. Fastsyet velcrobånd, der er elastiske, hvilket gør bæltet velegnet til forskellige kropstyper/brok/stomi. Den lange velcroflade gør også bæltet fleksibelt i størrelse/omfangsmål og kan justeres for mere eller mindre kompression/støtte. Holdbart materiale, der holder formen uden at give sig. Ingen skinner.

Bæltet er vendbart for, at passe til både højre og venstre side. Velegnet til både postoperativ pleje og som permanent bælte. Findes i sort i højderne 15 cm og 20 cm.


Indikationer: Til postoperativ pleje efter forskellige typer af abdominalkirurgi, abdominalplastik og/eller fedtsugning. Kan også anvendes til, at lindre forskellige typer brok, såsom stomibrok. Aflaste sår, giver smertelindring samt muliggør tidlig mobilisering af patienten.

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Latex-fri.

Vaskeanvisninger: Maskinvaskes ved 40 °C, kan ved behov vaskes ved højere temperaturer, dog maks. 60 °C. Produktet holder længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Tørres plant. Må ikke tørretumbles. Luk alle velcrobånd før vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet.

Størrelse og mål: Mål omkring kroppen på den tiltænkte placering. Tjek måltabellen for at finde rette størrelse.

Størrelse	Mål cm	Art. no. 15 cm	Art. no. 20 cm
XS	70-90	50230-00-30	50231-00-30
S	80-100	50230-00-40	50231-00-40
M	90-110	50230-00-50	50231-00-50
L	100-120	50230-00-60	50231-00-60
XL	110-130	50230-00-70	50231-00-70



ViraRak 15 cm, 50230



ViraRak 20 cm, 50231

