

ViraRak - Gördel

ART.NO 50230, 50231

Elastisk gördel som ger effektivt stöd och kompression över bålen. Fästytans kardborreband är elastiska vilket gör att gördeln formar sig fint för olika figurtyper och för bråck/stomi. Den långa fästytan gör också gördeln flexibel i storlek/omfångsmått och kan justeras för mer eller mindre kompression/stöd. Stadigt material som håller formen utan att vecka sig. Inga skenor.

Gördeln är vändbar, anpassad för att förslutas på både höger eller vänster sida. Lämplig för både postoperativ vård och som permanent gördel. Finns i svart i höjderna 15 och 20 cm.


Indikationer: För postoperativ vård efter olika typer av bukoperationer, bukplastik och/eller fettsugning. Kan även användas för att avlasta olika typer av bråck t.ex. stomibråck. Avlastar sår, ger smärtlindring samt möjliggör tidig mobilisering av patienten.

Material: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Förslut kardborrefästet innan tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel eller mjukmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej. Plantorkas efter tvätt.

Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.

Storlek	Mått (cm)	Art.no 15 cm	Art.no 20 cm
XS	70-90	50230-00-30	50231-00-30
S	80-100	50230-00-40	50231-00-40
M	90-110	50230-00-50	50231-00-50
L	100-120	50230-00-60	50231-00-60
XL	110-130	50230-00-70	50231-00-70



ViraRak 15 cm, 50230



ViraRak 20 cm, 50231

