

AbdoBas - Gördel

ART.NO 50236

Elastisk gördel för effektiv avlastning och kompression. Enkel att applicera och använda direkt efter operation. Gördeln har en oelastisk front i stabiliserande foammaterial som avlastar och ger stöd. Enkel att försluta och justera med handtag och kardborrefäste i fronten. Handtaget har en färgmarkering som tydligt och direkt indikerar storleken på produkten.

Möjligt att klippa hål i frontpartiet, hål klippis i önskad storlek anpassat efter stomi eller drän. Foam-materialet fransar sig inte oavsett form eller storlek på hålet, ingen sömnad behövs.

Gördeln är vändbar, anpassad för att kunna förslutas både på höger eller vänster sida. Höjd bak 25 cm, höjd fram 28 cm, färg vit.

Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.

Indikationer: För postoperativ vård, efter olika typer av bukoperationer. Lämplig för att avlasta sår, minska risk för serom, infektioner, bräckbildning och förhindra uppsprickning av ärr. Lämplig som stomi-/bräckgördel.

Material: 37% Bomull, 20% Polyester, 19% Polyester-Foam, 15% Spandex, 9% Nylon. Latexfri.

Tvättfråd: Kan tvättas i 95°C ca 10 gånger, produktens livslängd förlängs vid tvätt i 40-60°. Förslut kardborrefästet innan tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel eller mjukmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.

Storlek	Mått (cm)	Färg	Art.no
XS	60-75	orange	50236-09-30
S	70-85	svart	50236-09-40
M	80-100	gul	50236-09-50
L	95-115	grön	50236-09-60
XL	110-125	röd	50236-09-70
2XL	120-135	blå	50236-09-80


