

# Multi - Ryggortos

ART.NO 50240

Multi är en formbar korsett som ger ett bekvämt stöd och kompression. Den går att anpassa till flera behov och figurtyper, såväl dam som herr. Passar vid smärttillstånd i ländryggen, höft och bäcken. Även vid kvarstående bäckensmärta efter graviditet. Multi går att positionera lågt ner över höften/bäckenet, eller högre upp i midjehöjd. Multi har bred kardborrlåsning framtill för att passa både över höft och i midjehöjd. Elastiska justerbara dragband går att reglera till ökad stabilitet och stöd. Stabilt/oelastiskt textilt material fram gör att den lämpar sig utmärkt som stöd och stabilitet abdominalt. Tunnt, flexibelt material i sidorna gör att Multi kan anpassas efter olika figurtyper. Textilt stadigt material i ryggpartiet gör korsetten stabil. Den kan vändas så att både höger respektive vänsterknäppning är möjlig. Färg svart.

**Indikationer:** Lumbal/lumbosakral ryggsmärta.

**Kontraindikationer:** Instabil fraktur i rygg.  
Ischiassmärta av oklar genes.

**Material:** Polyester 42%, Polyamid 40%, Elastik 13%, Polyuretan 5%. Latexfri.

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Måttagning:** Höftmått i cm. Om ortosen avses att användas i midjehöjd, utgå då från midjemått i stället för höftmått.

Storlek	Mått cm	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
Small	80-95	50240-00-40	15-18 cm	20 cm
Medium	90-105	50240-00-50		
Large	105-115	50240-00-60		
X Large	115-125	50240-00-70		
2X Large	125-135	50240-00-80		



MD Class I CE