

# Bure - Ryggortos

ART.NO 50241, 50242

Elastisk och funktionell ryggortos som ger extra god stabilitet och bekvämt stöd över ländryggen. Passar de flesta figurtyper, både dam och herr. Bure fästs med kardborrlåsning fram. De breda, elastiska dragbanden är reglerbara och även de fästs mitt fram med kardborre. De två urtagbara ryggskenorna kan formas efter ryggens kontur.

**Indikationer:** Används vid ryggskott, ischias samt övriga vanligt förekommande besvär i ländryggen.

**Material:** Polyester 55%, Polyamid 30%, Spandex 15%. Latexfri.

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°. Tag ur ryggskenorna. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Måttagning:** Höftmått i cm.



50241 Låg: 15 cm fram 26 cm bak



50242 Hög: 19 cm fram 32 cm bak



Storlek	Höftmått cm	Bure Låg, svart		Bure Hög, svart			
		Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
Small	80-95	50241-00-40	15 cm	26 cm	50242-00-40	19 cm	32 cm
Medium	90-105	50241-00-50			50242-00-50		
Large	100-115	50241-00-60			50242-00-60		
X Large	115-125	50241-00-70			50242-00-70		
2X Large	125-135	50241-00-80			50242-00-80		

**CE** This product meets the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC. Class 1 medical device, non sterile.