

Smidig - Gördel

ART.NO 50247

Formbar gördel som ger stadigt stöd. Enkel att försluta och justera med handtag och kardborrefäste i fronten. Kardborren fäster över en lång fästytta i materialet vilket gör att gördeln är flexibel i storlek/omfångsmått och kan justeras för mer eller mindre stöd.

Smidigt och luftigt material som känns behagligt och tillåter huden att andas. Gördeln formar sig lätt för att passa för olika placeringar över bälen, runt buk, höft eller bröstkorg. Gördeln är vändbar, anpassad för att kunna förslutas på både höger eller vänster sida. Finns i svart, höjd 20 cm.

Indikationer: Stabiliserande gördel vid stomi/stomibräck. Preventivt mot bräck. Gördel/fixeringsband för buk/bål vid mobilisering efter kirurgi samt för kompression.

Kontraindikation: Inklämda bräck.

Material: 28% Polyester, 20% Spandex, 48% Bomull, 4% Nylon. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Kan tvättas i upp till 60° (produktens livslängd förlängs vid tvätt i lägre temperaturer). Förslut kardborrefästet innan tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel eller mjukmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej, materialen förstörs vid högre temperaturer. Plantorkas efter tvätt.

Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bälen över tänkt placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.

Storlek	Mått cm	Art.no
XS	60-75	50247-00-30
S	70-85	50247-00-40
M	80-100	50247-00-50
L	95-115	50247-00-60
XL	110-125	50247-00-70
2XL	120-135	50247-00-80



MD Class I CE